




让生活更美好
ALPS-Making Lives Better



PRODUCT CATALOGUE 产品目录



美国阿尔卑斯矫形器康复用品有限公司

Add: 2895 42nd Ave N., St.Petersburg, FL 33714

Tel: 727-528-8566 Fax: 727-528-8862

Web: www.easyliner.com



阿尔卑斯官方微信号

美国阿尔卑斯矫形器康复用品有限公司

ALPS Prosthetics and Orthotics CO.,LTD



美国阿尔卑斯假肢内衬套适用说明

K1-低活动量			
糖尿病/敏感皮肤		健康皮肤	
小腿BK	大腿AK	小腿BK	大腿AK
ELFR	ELDT	ELFR	ELDT
ELDT		ELDT	GPDT
		GPFR	
		GPDT	

K2-中/低活动量			
糖尿病/敏感皮肤		健康皮肤	
小腿BK	大腿AK	小腿BK	大腿AK
ELFR	ELDT	GPFR	GPDT
ELDT		GPDT	ECDTHD
		ECDTHD	AKDT
		ECFRHD	SAFR
		AKFR	LSL
		AKDT	
		SBFR	
		LSC	
		LSL	

GPDT/GPFR: 适合K2低活动量截肢患者
 ECDTHD/ECFRHD: 适合K2中等活动量截肢患者
 AKDT/AKFR: 适合K2中等活动量; 肌肉松弛的截肢患者

K3-中/高活动量			
糖尿病/敏感皮肤		健康皮肤	
小腿BK	大腿AK	小腿BK	大腿AK
ELFR	ELDT	ECDTHD	ECDTHD
ELDT		ECFRHD	SPDTHD
		SPDTHD	SAFR
		SBFR	LSL
		LSC	
		LSL	

K4-高活动量			
糖尿病/敏感皮肤		健康皮肤	
小腿BK	大腿AK	小腿BK	大腿AK
ELFR	ELDT	ECDTHD	SAFR
ELDT		ECFRHD	SPDTHD
		SPDTHD	LSL
		SPFRHD	
		SBFR	
		LSC	
		LSL	

ECDTHD/ECFRHD: 适合肌肉紧致的截肢患者
 SPFRHD/SPDTHD: 适合肌肉松弛的截肢患者
 SBFR/SAFR: 适合残肢稳定无萎缩的中长截肢患者
 ELDT/ELFR: 适合皮肤需要修复的患者, 痊愈后可根据情况使用阿尔卑斯的其他型号内衬套

ECDTHD/ECFRHD: 适合肌肉紧致的截肢患者
 SPFRHD/SPDTHD: 适合肌肉紧致需要运动的截肢患者和肌肉松弛日常需要和要运动的截肢患者
 SBFR/SAFR: 适合肌肉紧致, 残肢稳定无萎缩的中长截肢患者
 ELDT/ELFR: 适合皮肤需要修复的患者, 痊愈后可根据情况使用阿尔卑斯的其他型号内衬套



美国阿尔卑斯

阿尔卑斯公司总部位于美国佛罗里达州圣彼得堡, 现有中国、捷克、意大利、乌克兰四家全资子公司, 130多名员工。公司与医疗届紧密合作, 发明和制造各种医疗设备。公司成立于1988年, 最初专注于开发创新的硅胶产品, 1993年扩大到为下肢截肢患者制造假肢设备, 并于1996年开始制造凝胶产品。阿尔卑斯公司致力于创新, 目前在多个产品类别拥有60多项专利, 并正在运用其专业技能和制造技术, 为美容和宠物产业创造新的解决方案。

阿尔卑斯宗旨

阿尔卑斯的宗旨是“让生活更美好”。引领自身, 切实对待客户、供应商和员工, 以树立和维护阿尔卑斯的品牌形象, 让员工、客户和供应商为阿尔卑斯关联而引以为豪。



硅胶套 LSL-LSC




介绍:

阿尔卑斯LSL-LSC硅胶套采用医用级别硅胶和加强型织物构成, 分为带锁悬挂和不带锁悬挂两种形式。这款硅胶套能有效帮助患者解决悬挂问题确保残肢舒适并自由活动。


特点:

- 由医用级硅胶和增强型织物构成
- 防止窜动
- 3毫米均厚

截面图



如何测量



阿尔卑斯硅胶套尺码表

测量尺寸 (测量残肢末端往上6cm处围长)	带锁孔 3mm均厚
20-23 cm	LSL3.0-20
22-25 cm	LSL3.0-22
24-25 cm	LSL3.0-24
26-27 cm	LSL3.0-26
28-31 cm	LSL3.0-28
30-33 cm	LSL3.0-30
32-37 cm	LSL3.0-32
35-37 cm	LSL3.0-35
38-47 cm	LSL3.0-38

测量尺寸 (测量残肢末端往上6cm处围长)	不带锁孔 3mm均厚
20-23 cm	LSC3.0-20
22-25 cm	LSC3.0-22
24-25 cm	LSC3.0-24
26-27 cm	LSC3.0-26
28-31 cm	LSC3.0-28
30-33 cm	LSC3.0-30
32-37 cm	LSC3.0-32
35-37 cm	LSC3.0-35
38-47 cm	LSC3.0-38



ALPS-让生活更美好!

Made in USA



SAFR/SADT/SBFR 智能密封圈凝胶套




介绍:

阿尔卑斯智能密封圈凝胶套通过凸起的密封条牢牢地吸附在接受腔壁上, 从而在接受腔和凝胶套之间架起安全接触面, 防止滑落。低模密封圈在接受腔内壁延展, 光滑的凝胶套内壁更贴合残肢。智能密封圈凝胶套采用新型无缝针织技术, 更先进的技术 and 外观, 分为带锁孔和不带锁孔2种形式。带锁孔智能密封圈凝胶套采用新的末端设计, 能有效防止凝胶套的窜动。


特点:

- 新型无缝针织构造
- High Density高密度凝胶材质
- 分为带锁孔和不带锁孔
- 3毫米或者6毫米均匀厚度

截面图



如何测量



智能密封圈凝胶套

测量残肢末端以上6cm围长

测量尺寸(cm) ^(*) 类型	SAFR 不带锁孔 3毫米或6毫米厚	SADT 带锁孔 3毫米或6毫米厚
20-23 cm		SADT20-(3 or 6)
24-25 cm		SADT24-(3 or 6)
26-27 cm	SAFR26-(3 or 6)	SADT26-(3 or 6)
28-31 cm	SAFR28-(3 or 6)	SADT28-(3 or 6)
32-37 cm	SAFR32-(3 or 6)	SADT32-(3 or 6)
38-43 cm	SAFR38-(3 or 6)	SADT38-(3 or 6)

测量尺寸(cm) ^(*) 类型	SBFR 带锁孔 3毫米或6毫米厚
20-23 cm	SBFR20-(3 or 6)
24-25 cm	SBFR24-(3 or 6)
26-27 cm	SBFR26-(3 or 6)
28-31 cm	SBFR28-(3 or 6)

Made in USA

ALPS-让生活更美好!



高密度生态凝胶套 ECDTHD / ECFRHD




介绍:

阿尔卑斯高密度生态凝胶套采用新的末端设计能减少穿戴过程中的窜动; 生产过程中耗能更少, 更生态环保; 精致的无缝针织外观; 分为带锁孔和不带锁孔2种规格; 高密度凝胶材质给患者提供更舒适的感受。

特点:

- 新的末端设计
- High density gel高密度凝胶材质
- 3毫米或者6毫米均匀厚度

截面图



高密度生态凝胶套尺码表

测量残肢末端以上6cm围长

测量尺寸(cm)^(*)

类型

20-23 cm
24-25 cm
26-27 cm
28-31 cm
32-37 cm


带锁孔
3毫米或6毫米厚

ECDTHD 20 - (3 or 6)
ECDTHD 24 - (3 or 6)
ECDTHD 26 - (3 or 6)
ECDTHD 28 - (3 or 6)
ECDTHD 32 - (3 or 6)


不带锁孔
3毫米或6毫米厚

ECFRHD 20 - (3 or 6)
ECFRHD 24 - (3 or 6)
ECFRHD 26 - (3 or 6)
ECFRHD 28 - (3 or 6)
ECFRHD 32 - (3 or 6)

如何测量



如何测量



KC 假肢袜套



介绍:

阿尔卑斯KC假肢袜套质地轻盈柔软, 提供了舒适的缓冲, 非常合身。这款袜子分为1层、3层和5层, 采用Coolmax®纤维制造, 以创建一个湿度管理系统, 将汗液从身体中排出, 并通过织物进行快速蒸发。袜套可以调节残肢体积波动, 可以单独穿, 也可以与假肢一起穿戴。

特点:

- Coolmax®纤维材质干爽舒适
- 久穿不易变形
- 带锁孔的袜套通过塑料加固孔加固
- 塑料加固孔可以防止末端孔周围的缝合处磨损

产品型号:

- KC-X-L-P-N KC假肢袜套不带锁孔
- KC-X-L-P-HR KC假肢袜套带锁孔

X=尺码 (N=窄 M=中 W=宽)

L=长度 (8, 10, 14, 18英寸)

P=厚度 (1层=蓝 3层=黄 5层=绿)

假肢袜套尺码表

测量残肢末端以上5cm围长

产品型号	接受腔长度 (+5厘米)	测量尺寸(cm) ^(*)	尺码推荐
KCN-08-(1/3/5)(HR/N)	20-26 cm	20-23 cm	20
KCN-10-(1/3/5)(HR/N)	26-36 cm	20-23 cm	20
KCN-14-(1/3/5)(HR/N)	36-46 cm	20-23 cm	20
KCN-18-(1/3/5)(HR/N)	46-60 cm	20-23 cm	20
KCM-08-(1/3/5)(HR/N)	20-26 cm	23-31 cm	24, 26, 28
KCM-10-(1/3/5)(HR/N)	26-36 cm	23-31 cm	24, 26, 28
KCM-14-(1/3/5)(HR/N)	36-46 cm	23-31 cm	24, 26, 28
KCM-18-(1/3/5)(HR/N)	46-60 cm	23-31 cm	24, 26, 28
KCW-08-(1/3/5)(HR/N)	20-26 cm	31-36 cm	32, 38
KCW-10-(1/3/5)(HR/N)	26-36 cm	31-36 cm	32, 38
KCW-14-(1/3/5)(HR/N)	36-46 cm	31-36 cm	32, 38
KCW-18-(1/3/5)(HR/N)	46-60 cm	31-36 cm	32, 38



ALPS-让生活更美好!


Made in USA

Made in USA

ALPS-让生活更美好!



排汗透气型凝胶套^{2代} VSDT




介绍:

ALPS™ 阿尔卑斯第二代排汗透气型凝胶套通过锁针或减压器带的内置气阀排汗和透气。末端巧妙安置的单向排气阀能有效排走使用者皮肤和凝胶内衬套间的空气。


特点:

- 提供优越的舒适度
- 内置排气阀
- 可用于带锁悬挂和真空悬挂
- 6毫米均匀厚度

截面图



如何测量



第二代排汗透气凝胶套尺码表

测量尺寸 (测量残肢末端往上6cm处围长)	带锁孔 6mm均厚
20-23 cm	VSDT20-6
24-25 cm	VSDT24-6
26-27 cm	VSDT26-6
28-31 cm	VSDT28-6
32-37 cm	VSDT32-6

LDA-764 排汗透气型凝胶套锁针带内置气阀，单独出售

LDP-764 排汗透气型凝胶套减压器带内置气阀，单独出售

VIP 真空悬挂锁




特点:

- 假肢接受腔排气阀
- 易于安装
- 让残肢和接受腔更持续和全面接触
- 提供2种不同的真空度：低真空或高真空

阿尔卑斯真空悬挂锁VIP是一个提高的真空系统，制作在接受腔的末端类似于一个末端垫。VIP由医用硅树脂和两个控制气流的阀门组成。一旦截肢者戴上假肢，并将密封套筒套在接受腔上，泵会根据患者的体重在脚跟着地时被激活，并在脚离地迈步的时候形成高真空。VIP在接受腔内有两种不同的真空度（绿色低真空 / 红色高真空），这取决于病人的活动水平和皮肤状况。

示意图



应用

- 树脂接受腔
- 板材接受腔

下单时请备注产品型号

VIP-DL	VIP - 低真空，凸型
VIP-DH	VIP - 高真空，凸型
VE319-D	VIP 制作模块
VE819-P	VIP/EZ-Lock 安装板



ALPS-让生活更美好!

Made in USA

Made in USA

ALPS-让生活更美好!



简便型凝胶套 ELDT / ELFR



介绍:

简便型凝胶套含有抗氧化剂，有效清除自由基和羟基，临床试验报告表明，其有利于皮肤。下面案例可以证明。


特点:

- 含羟基净化机，抗氧化
- 良好的拉伸性 · 加强缝合边提高耐用性
- 高性能织物
- 患者穿戴方便
- 提供两种不同的厚度：3毫米均厚，6毫米均厚


适用范围:

适用于糖尿病、植皮、皮肤破损等患者和进行各类活动的患者。

截面图



如何测量



羟基净化剂案例分析

此图为严重的糖尿病患者残肢，依赖胰岛素，脆弱的皮肤严重受损。



简便型凝胶套尺码表

测量残肢末端以上6cm围长

测量尺寸(cm)^(*)

类型

- 10 - 15cm
- 16 - 20cm
- 21 - 24cm
- 25 - 28cm
- 29 - 30cm
- 31 - 34cm
- 35 - 41cm
- 42 - 48cm
- 49 - 60cm

	3mm 厚度均匀	6mm 厚度均匀	3mm 厚度均匀	6mm 厚度均匀
ELDT 10 - 3	ELDT 10 - 3	ELDT 10 - 6	ELFR 10 - 3	ELFR 10 - 6
ELDT 16 - 3	ELDT 16 - 3	ELDT 16 - 6	ELFR 16 - 3	ELFR 16 - 6
ELDT 20 - 3	ELDT 20 - 3	ELDT 20 - 6	ELFR 20 - 3	ELFR 20 - 6
ELDT 24 - 3	ELDT 24 - 3	ELDT 24 - 6	ELFR 24 - 3	ELFR 24 - 6
ELDT 26 - 3	ELDT 26 - 3	ELDT 26 - 6	ELFR 26 - 3	ELFR 26 - 6
ELDT 28 - 3	ELDT 28 - 3	ELDT 28 - 6	ELFR 28 - 3	ELFR 28 - 6
ELDT 32 - 3	ELDT 32 - 3	ELDT 32 - 6	ELFR 32 - 3	ELFR 32 - 6
ELDT 38 - 3	ELDT 38 - 3	ELDT 38 - 6	ELFR 38 - 3	ELFR 38 - 6
ELDT 44 - 3	ELDT 44 - 3	ELDT 44 - 6	ELFR 44 - 3	ELFR 44 - 6



ALPS-让生活更美好!

Made in USA

AKDT / AKFR / AKDTHD / AKFRHD 纵向无弹性凝胶套



介绍:

纵向无弹性凝胶套通过改善外层针织物的结构，减少了多达80%的纵向弹性，使得接收腔拥有更好的稳定性，残肢也更容易受控制。


特点:

- 有限的纵向弹性减少了腿部多余组织的窜动
- 超强的横向弹性有助于成品制作
- 分为带锁孔和不带锁孔
- 提供两种材质选择：粘性凝胶或高密度凝胶
- 提供两种厚度：3毫米均厚或者6毫米均厚


适用范围:

该凝胶套适用于大腿患者，以及活动量较大的小腿患者

截面图



如何测量



粘性纵向无弹性凝胶套尺码表

测量残肢末端以上6cm围长

测量尺寸(cm) ^(*)	16-20cm	21-24cm	25-28cm	29-30cm	31-34cm	35-41cm	42-48cm	49-60cm
3mm 厚度均匀	AKDT16-3	AKDT20-3	AKDT24-3	AKDT26-3	AKDT28-3	AKDT32-3	AKDT38-3	AKDT44-3
6mm 厚度均匀	AKDT16-6	AKDT20-6	AKDT24-6	AKDT26-6	AKDT28-6	AKDT32-6	AKDT38-6	AKDT44-6
3mm 厚度均匀	AKFR16-3	AKFR20-3	AKFR24-3	AKFR26-3	AKFR28-3	AKFR32-3	AKFR38-3	AKFR44-3
6mm 厚度均匀	AKFR16-6	AKFR20-6	AKFR24-6	AKFR26-6	AKFR28-6	AKFR32-6	AKFR38-6	AKFR44-6

高密度纵向无弹性凝胶套尺码表

测量残肢末端以上6cm围长

测量尺寸(cm) ^(*)	16-20cm	21-24cm	25-28cm	29-30cm	31-34cm	35-41cm	42-48cm	49-60cm
3mm 厚度均匀	AKDTHD16-3	AKDTHD20-3	AKDTHD24-3	AKDTHD26-3	AKDTHD28-3	AKDTHD32-3	AKDTHD38-3	AKDTHD44-3
6mm 厚度均匀	AKDTHD16-6	AKDTHD20-6	AKDTHD24-6	AKDTHD26-6	AKDTHD28-6	AKDTHD32-6	AKDTHD38-6	AKDTHD44-6
3mm 厚度均匀	AKFRHD16-3	AKFRHD20-3	AKFRHD24-3	AKFRHD26-3	AKFRHD28-3	AKFRHD32-3	AKFRHD38-3	AKFRHD44-3
6mm 厚度均匀	AKFRHD16-6	AKFRHD20-6	AKFRHD24-6	AKFRHD26-6	AKFRHD28-6	AKFRHD32-6	AKFRHD38-6	AKFRHD44-6

Made in USA

ALPS-让生活更美好!



通用型凝胶套 GPDT / GPFR



介绍:

通用型凝胶套结合ALPS凝胶的柔性、力度和弹性，为患者带来良好的舒适感和耐用性。凝胶套良好的伸展性不会限制血液的流通。此外，该凝胶套穿戴方便，尤其适合老年人使用。


特点:

- 独特的末端设计使得患者更换凝胶套的时候不需要更换新的接受腔
- 末端密封，替代其它品牌凝胶套
- 高性能织物提高耐用性
- 轻微细腻粘质触感减少腓窝部的束缚感
- 可提供两种不同的厚度：3毫米均厚，6毫米均厚


适用范围:

适用于一般的残肢患者

截面图



如何测量



通用型凝胶套尺码表

测量残肢末端以上6cm围长

测量尺寸(cm)^(*)

类型
10 - 15cm
16 - 20cm
21 - 24cm
25 - 28cm
29 - 30cm
31 - 34cm
35 - 41cm
42 - 48cm
49 - 60cm

	3mm 厚度均匀	6mm 厚度均匀	3mm 厚度均匀	6mm 厚度均匀
GPDT10-3	GPDT10-3	GPDT10-6	GPFR10-3	GPFR10-6
GPDT16-3	GPDT16-3	GPDT16-6	GPFR16-3	GPFR16-6
GPDT20-3	GPDT20-3	GPDT20-6	GPFR20-3	GPFR20-6
GPDT24-3	GPDT24-3	GPDT24-6	GPFR24-3	GPFR24-6
GPDT26-3	GPDT26-3	GPDT26-6	GPFR26-3	GPFR26-6
GPDT28-3	GPDT28-3	GPDT28-6	GPFR28-3	GPFR28-6
GPDT32-3	GPDT32-3	GPDT32-6	GPFR32-3	GPFR32-6
GPDT38-3	GPDT38-3	GPDT38-6	GPFR38-3	GPFR38-6
GPDT44-3	GPDT44-3	GPDT44-6	GPFR44-3	GPFR44-6

SPDT (HD) / SPFR (HD) SP超能凝胶套




介绍:

阿尔卑斯SP超能凝胶套是活动量大患者的理想产品，材质采用阿尔卑斯粘性凝胶或者高密度凝胶，提供优越的舒适度。凝胶套表面高性能黑色织物为患者提供更加卓越的舒适度和稳定性。


特点:

- 高性能黑色织物
- 提供粘性凝胶和高密度凝胶两种材质
- 提供3毫米或者6毫米均匀厚度
- 分为带锁孔或不带锁孔

截面图



如何测量



SP超能凝胶套尺码表

测量残肢末端以上6cm围长

测量尺寸(cm)^(*)

类型
16-19 cm
20-23 cm
24-25 cm
26-27 cm
28-31 cm
32-37 cm
38-43 cm
44-53 cm

带锁孔 3毫米或6毫米厚	不带锁孔 3毫米或6毫米厚
SPDT(HD)16 - (3 or 6)	SPFR(HD)16 - (3 or 6)
SPDT(HD)20 - (3 or 6)	SPFR(HD)20 - (3 or 6)
SPDT(HD)24 - (3 or 6)	SPFR(HD)24 - (3 or 6)
SPDT(HD)26 - (3 or 6)	SPFR(HD)26 - (3 or 6)
SPDT(HD)28 - (3 or 6)	SPFR(HD)28 - (3 or 6)
SPDT(HD)32 - (3 or 6)	SPFR(HD)32 - (3 or 6)
SPDT(HD)38 - (3 or 6)	SPFR(HD)38 - (3 or 6)
SPDT(HD)44 - (3 or 6)	SPFR(HD)44 - (3 or 6)



ALPS-让生活更美好!

Made in USA

Made in USA

ALPS-让生活更美好!



前后渐变凝胶套 APDT-TP/APFR-TP




介绍:

阿尔卑斯前后渐变凝胶套的厚度由大腿前侧向后侧逐渐渐变, 提供了优越的舒适性能。这款凝胶套可用于带锁悬挂或者吸附悬挂。凝胶套外层高性能黑色织物搭配凝胶, 减少腘窝部褶皱粘黏。


特点:

- 厚度渐变-前侧6毫米, 后侧3毫米
- 减少腘窝部褶皱粘黏
- 高性能黑色织物
- 分为带锁孔或不带锁孔

截面图



如何测量



前后渐变凝胶套尺码表

测量残肢末端以上6cm围长

测量尺寸(cm)^(*)

类型

20-23 cm
24-25 cm
26-27 cm
28-31 cm
32-37 cm



带锁孔
6-3毫米渐变

APDT20 - TP
APDT24 - TP
APDT26 - TP
APDT28 - TP
APDT32 - TP



不带锁孔
6-3毫米渐变

APFR20 - TP
APFR24 - TP
APFR26 - TP
APFR28 - TP
APFR32 - TP

EZF 小腿用凝胶套




介绍:

小腿用凝胶套可以让患者膝盖前面部位的织物在膝盖弯曲时无限制伸展, 而腘窝部的织物减少了80%的纵向弹力, 限制了这种伸展性, 避免腘窝部粘在一起。


特点:

- 宽大的末端可以自由穿戴
- 超强的横向弹力有助于成品制作
- 末端大小与凝胶套尺码相适应
- 使用者可以长期保持坐姿
- 提供两种不同的厚度: 3毫米均厚, 6毫米均厚

截面图



如何测量



小腿用凝胶套尺码表

测量残肢末端以上6cm围长

测量尺寸(cm)^(*)

类型

10 - 15cm
16 - 20cm
21 - 24cm
25 - 28cm
29 - 30cm
31 - 34cm
35 - 41cm
42 - 48cm
49 - 60cm

3mm

厚度均匀

EZF10 - 3
EZF16 - 3
EZF20 - 3
EZF24 - 3
EZF26 - 3
EZF28 - 3
EZF32 - 3
EZF38 - 3
EZF44 - 3

6mm

厚度均匀

EZF10 - 6
EZF16 - 6
EZF20 - 6
EZF24 - 6
EZF26 - 6
EZF28 - 6
EZF32 - 6
EZF38 - 6
EZF44 - 6

Made in USA

ALPS-让生活更美好!



曲型套筒 SFX

悬挂套筒



介绍:

阿尔卑斯曲型套筒 (SFX) 由高密度凝胶配合无缝针织物构成, 以提供最大的舒适度。30度预弯设计让膝盖更容易弯曲, 同时减少腘窝部的聚束。

特点:

- 30度预弯设计
- 高密度凝胶材质确保活动量大患者的舒适
- 2种织物颜色可选: 米色或黑色
- 套筒长度可适用大多数患者
- 3mm均厚

截面图



如何测量



阿尔卑斯SFX套筒尺码表

测量尺寸 (测量膝关节以上10cm围长)	米色织物 3mm均厚	黑色织物 3mm均厚
20-34cm	SFX20-3B	SFX20-3G
31-40cm	SFX26-3B	SFX26-3G
35-60 cm	SFX32-3B	SFX32-3G

SFS 织物增强型悬挂套筒

悬挂套筒



介绍:

织物增强型悬挂套筒具有优越的舒适性, 增强的织物弹性能让患者膝关节自由弯曲。粘性凝胶贴紧皮肤并不产生剪应力, 提供安全的悬挂且有利于血液循环。在接受腔与人体皮肤之间形成的真空面极好的解决了小腿短残肢悬挂问题。


特点:

- 用于形成真空悬挂系统, 悬挂安全
- 真空均匀分布在覆盖整个面, 患者行走时不再有假肢末端的活塞运动
- 患者穿戴假肢更为方便
- 提供两种不同的厚度: 3毫米均厚, 6毫米均厚


适用范围:

BK短残肢悬挂专业解决方案

截面图



如何测量



织物增强型悬挂套筒尺码表

测量膝关节以上10cm围长

测量尺寸(cm)⁽¹⁾

类型

- 20 - 24cm
- 25 - 30cm
- 31 - 34cm
- 35 - 37cm
- 38 - 40cm
- 41 - 45cm
- 46 - 60cm
- 61 - 70cm

3mm

厚度均匀

- SFS16 - 3(XS)
- SFS20 - 3(S)
- SFS24 - 3(M)
- SFS26 - 3(M+)
- SFS28 - 3(L)
- SFS32 - 3(XL)
- SFS38 - 3(XXL)
- SFS44 - 3(XXXL)

6mm

厚度均匀

- SFS16 - 6(XS)
- SFS20 - 6(S)
- SFS24 - 6(M)
- SFS26 - 6(M+)
- SFS28 - 6(L)
- SFS32 - 6(XL)
- SFS38 - 6(XXL)
- SFS44 - 6(XXXL)


Made in USA

ALPS-让生活更美好!



无缝悬挂套筒 SFB

悬挂套筒




介绍:

无缝悬挂套筒具有优越的舒适性，采用新的黑色针织面料，让患者膝关节自由弯曲。粘性凝胶紧贴皮肤并不产生剪应力，提供安全的悬挂且有利于血液流通。无缝悬挂套筒更加纤薄，为担心穿戴后臃肿的患者提供最佳选择。无缝悬挂套筒更加贴合患者残肢，不易滑落。

特点:

- 无缝一体成型
- 长度更长以满足更多患者需求
- 2毫米均匀厚度
- 3个月质保

截面图



如何测量



无缝悬挂套筒尺码表

测量膝关节以上10cm围长

测量尺寸(cm)^(*)

类型

- 25 - 30cm
- 31 - 34cm
- 35 - 37cm
- 38 - 40cm
- 41 - 45cm

2mm

厚度均匀


- SFB20 - 2
- SFB24 - 2
- SFB26 - 2
- SFB28 - 2
- SFB32 - 2



ALPS-让生活更美好!

Made in USA

S496-W / S496-T 平底悬挂锁



特点:

- 平滑的齿轮装置，运转安静
- 方便的侧面悬挂释放按钮
- 自由调节锁Pin可减少运转
- 无承重限制
- 可选配四方盘

适用范围:

齿轮式锁定装置

产品型号

- S496-W 平底悬挂锁
- S496-T 带四方盘平底悬挂锁

锁芯

型号: LDH-694A




不锈钢锯齿状螺杆

3/8"x 2-5/8"长
1/4-20美标螺纹
型号: LDP-695



六边形适配螺帽

1/4-20美标
螺纹 10mm
型号: LDA-694



通用四方盘
型号: UMP-946



不锈钢螺丝
与四方配合



3/4" 不锈钢螺丝
与四方盘配合

选配

Made in USA

ALPS-让生活更美好!



锥形悬挂锁 S498-P



特点:

- 平滑的齿轮装置, 运转安静
- 方便的侧面悬挂释放按钮
- 自由调节锁Pin可减少运转
- 承重100kg
- 内置椎体

适用范围:

带椎体齿轮式锁装置

产品型号

S498-P 锥形悬挂锁


锁



不锈钢锯齿状螺杆
3/8"x 2-5/8"长
1/4-20美标螺纹
型号: LDP-695



六边形适配螺帽
1/4-20美标
螺纹 10mm
型号: LDA-694



锁芯
型号: LDH-694A

SL108 润肤液



特点:

- 100%的硅胶润肤液能使干燥、敏感性皮肤变得光滑; 这种低变应原、不添加任何香料和燃料的润肤液无油腻感, 使用少量便可缓解皮肤的干燥、开裂状况。
- 适合敏感皮肤
- 规格: 118ml瓶装或946ml瓶装

推荐与以下配合使用:

- 所有ALPS凝胶套 · 加热成型凝胶
- 硅胶-硅胶配锁套 · 胺基甲酸酯

PD595 修复清洁剂



特点:

- 无碱性的泡沫清洁剂可用于手洗和机洗凝胶套和套筒
- 敏感性皮肤患者会发现这种清洁剂对于清洁与假肢产品接触部位皮肤的效果非常理想
- 提供473ml瓶装

推荐与以下配合使用:

- 所有ALPS凝胶套 · 加热成型凝胶
- 硅胶-硅胶配锁套 · 胺基甲酸酯

ATP008 修复止汗剂



特点:

- 第一代止汗剂是真正为假肢修复设计的产品
- 为了帮助解决持续排汗问题, 该产品中含铝氢化合物的浓度是其它止汗剂的两倍
- 规格: 118ml瓶装

推荐与以下配合使用:

- 所有ALPS凝胶套 · 加热成型凝胶
- 硅胶-硅胶配锁套 · 胺基甲酸酯

皮肤护理



ALPS-让生活更美好!

Made in USA



Made in USA

ALPS-让生活更美好!



硅胶垫 PDS



特点:

- 通过增加末端压力增强末端组织血管功能, 使活动量大的患者体会到更多的缓冲, 柔韧性和耐用性
- 残肢变化的患者可以通过增加硅胶垫提高残肢到合适位置
- 有助于骨突患者进行全接触
- 可裁剪

适用范围:


- 适用于凝胶或硅胶套
- 可放置在接受腔底部或者带锁凝胶套里面

ENCP 凝胶残肢袜套




特点:

- 缓和皮肤摩擦, 减少剪应力和磨损
- 超强的伸展性减少对皮肤的挤压
- 可在患者出现残肢萎缩时使用
- 可以作为袜子直接穿戴在硅胶套和凝胶套里面



如何测量



硅胶垫尺码表


测量残肢末端以上6cm围长

测量尺寸(cm)^(*)


类型
14 - 19cm
20 - 23cm
24 - 27cm
28 - 31cm
32 - 35cm

硅胶垫

尺码
PDS - S
PDS - M
PDS - L
PDS - XL
PDS - XXL



如何测量



凝胶残肢袜套尺码表

测量残肢末端以上6cm围长

测量尺寸(cm)^(*)

类型
16 - 19cm
20 - 31cm
32 - 40cm

凝胶残肢袜套

厚度渐变
ENCP - 16
ENCP - 20
ENCP - 28



ALPS-让生活更美好!

Made in USA

Made in USA

ALPS-让生活更美好!



其它


其它

加热成型仿真皮肤 TSK



特点:

- 通过加热收缩使其合身
- 逼真的肌肤感让穿戴更舒适
- 先伸展再加热收缩完美贴合腿部曲线及脚趾
- 极微的泡沫压缩
- 脚踝部位无缝对接
- 多种颜色皮肤满足使用者个性化需求



加热成型仿真皮肤尺码表

S 码	脚长	脚踝围长	小腿围长
最小值	18cm	17cm	25cm
最大值	23cm	22cm	35cm
L 码			
最小值	23cm	22cm	35cm
最大值	30cm	29cm	45cm



ALPS-让生活更美好!

Made in USA

KBHW / KBHP 带铰链功能型护膝



特点:

- 两侧各付可调整钢条
- 中空圆使膝关节不受压力, 防止移位
- 腘窝部有透气孔
- 复合面料

产品型号

KBHW	开式带铰链功能型护膝
KBHP	筒式带铰链功能型护膝

KBW / KBP 功能型护膝



特点:

前方的中空圆能加强对膝关节的固定效果, 配合开孔可协助髌骨释放运动中所承受的压力, 减少因负担的积累造成的关节韧带的耐力降低而受伤。

产品型号

KBW	开式功能型护膝
KBP	筒式功能型护膝

护膝通用型号尺码	测量膝关节以上10cm围长	
	英寸	厘米
XS	11.0" - 13.0"	28.0 - 33.0
S	13.5" - 15.0"	34.3 - 38.1
M	15.5" - 17.0"	39.4 - 43.2
L	17.5" - 22.0"	44.5 - 55.9
XL	22.5" - 24.0"	57.2 - 61.0
XXL	24.5" - 27.0"	62.2 - 68.6
XXXL	27.5" - 30.0"	69.9 - 76.2

ALPS-让生活更美好!



透气加强型带铰链功能型护膝 FIT



特点:

- 加长设计, 四条绑带束缚更加稳定
- 网格材质舒适透气, 对Neoprene过敏者可使用
- 两侧各付可调整钢条
- 中空圆使膝关节不受压力, 防止移位

产品型号

FIT-HP	筒式透气加强型带铰链功能型护膝
FIT-HW	开式透气加强型带铰链功能型护膝

透气型带铰链功能型护膝 CFB



特点:

前方的中空圆能加强对膝关节的固定效果, 配合开孔可协助髌骨释放运动中所承受的压力, 减少因负担的积累造成的关节韧带的耐力降低而受伤。

产品型号

CFB-HP	筒式透气型带铰链功能型护膝
CFB-HW	开式透气型带铰链功能型护膝

护膝适用范围:

膝关节侧副韧带损伤, 膝关节扩周围组织的急慢性损伤, 膝关节不稳, 习惯性髌骨脱位, 陈旧性损伤, 风湿疼痛, 解除石膏后功能恢复等

KS-10 三护板膝关节固定器

特点:

三护板膝关节固定器采用可拆卸铝条式设计, 便于调整和定制, 更加贴合使用者腿型, 穿戴方便, 只需解开绑带即可脱下。

- 腿部伸直位固定, 适用范围广
- 左右通用, 大小可调
- 后侧内置高硬度铝条, 贴合腿部曲线
- 两侧各一根高硬度铝条, 固定效果显著
- 两侧护板可以调节, 适合个性化大腿围度




ALPS-让生活更美好!



ALPS-让生活更美好!



膝关节限位矫形器 KO-09




特点:

- 可将膝关节按医生要求锁定在不同的屈曲角度
- 符合人力生理特点 · 重量轻、保暖蓄热
- 左右通用，大小可调

适用范围:

无移位的膝关节骨折，膝周骨折内固定术后，创伤性膝关节滑膜炎，膝关节滑膜术后，半月板缝合术后膝关节交叉韧带侧副韧带损伤，以及其它膝关节病损需要制动时使用。



BB04 保健功能型腰带



产品特点:

- 外层加强带可以提高躯干稳定性并增强背部的支撑力
- 四条可拆卸PP支撑条，强化腰部在疲劳时的稳定性，有效分散长时间负重下腰部多余能量
- 腰背部靠垫完全贴合腰部曲线

型号尺码	S	M	L	XL	XXL
测量中腰围长	英寸 24"-30"	30"-36"	36"-42"	42"-50"	50"-56"
	厘米 61-76.2	76.3-91.4	91.5-106.7	106.8-127	127.1-142.2

BB06 透气保健腰带



产品特点:

- 高弹性织物经久耐用
- 四根高弹性加厚PP支撑条的曲度符合人体的曲线设计，可以保持损伤虚弱的脊椎与肌肉良好的姿势，达到肌肉放松与疼痛减缓的效果
- 透气性束带可有效排出运动中的汗水与热气

型号尺码	S	M	L	XL	XXL
测量中腰围长	英寸 24.5"-29.4"	29.5"-34.9"	35.0"-39.9"	40.0"-45.9"	46.0"-52.0"
	厘米 62.2-74.7	75.0-88.6	88.9-101.3	101.6-116.6	116.8-132.1

BB08 复健功能型腰带



产品特点:

- 高弹性织物经久耐用
- 四根高弹性加厚PP支撑条的曲度符合人体的曲线设计，可以保持损伤虚弱的脊椎与肌肉良好的姿势
- 腰背部靠垫完全贴合腰部曲线，有效分散长时间负重下腰部多余能量

型号尺码	S	M	L	XL	XXL
测量中腰围长	英寸 25.0"-30.5"	30.5"-35.0"	35.0"-40.5"	40.5"-46.0"	46.0"-52.0"
	厘米 63.0-77.4	77.5-88.9	89.0-102.8	102.9-116.8	116.9-132.1



ALPS-让生活更美好!



ALPS-让生活更美好!



缠绕稳定型护踝 ABS



产品特点:

- 柔软舒适面料保持体温，舒缓压力
- 两侧支撑条有效增加收缩和固定性
- 可调整束带的8字缠绕能有效提高踝关节跳跃，移动时的运动表现



型号尺码		S	M	L	XL
测量踝部最宽处围长	英寸	11"-12"	12"-13"	13"-14"	14"-15"
	厘米	27.9-30.5	30.6-33.0	33.1-35.6	35.7-38.1

简易型腕/前臂固定器 WB-10



产品特点:

- 限制腕关节和掌指关节在术后或受伤后的活动，减轻疼痛，防止再次受伤
- 掌心侧贴合腕部曲线金属支撑
- 可活动粘扣，自由调整大小
- 透气材质，穿戴舒适

产品型号

WB10-L	左手简易型腕/前臂固定器-均码
WB10-R	右手简易型腕/前臂固定器-均码

腕/指固定器 TB-10



产品特点:

- 限制手腕、拇指在术后或受伤后的活动，减轻疼痛，防止再次受伤
- 拇指单独固定
- 可活动粘扣，自由调整大小

产品型号

TB10-L	左手腕/指固定器-均码
TB10-R	右手腕/指固定器-均码

阿尔卑斯产品保修条例

产品系列	型号	产品名称	保修
硅胶套	LSL	阿尔卑斯硅胶套 带锁孔	12个月
	LSC	阿尔卑斯硅胶套 不带锁孔	12个月
凝胶套	SAFR/SADT/SBFR	智能密封圈凝胶套	6个月
	VSDT	排汗透气型凝胶套2代 带锁孔	12个月
	ECDT (HD)	高密度生态凝胶套 带锁孔	12个月
	ECFR (HD)	高密度生态凝胶套 不带锁孔	12个月
	SPDT (HD)	SP超能凝胶套 带锁孔	12个月
	SPFR (HD)	SP超能凝胶套 不带锁孔	12个月
	APDT-TP	前后渐变凝胶套 带锁孔	12个月
	APFR-TP	前后渐变凝胶套 不带锁孔	12个月
	AKDT (HD)	纵向无弹性凝胶套 带锁孔	12个月
	AKFR (HD)	纵向无弹性凝胶套 不带锁孔	12个月
	GPDT	通用型凝胶套 带锁孔	12个月
	GPFR	通用型凝胶套 不带锁孔	12个月
	ELDT	简便型凝胶套 带锁孔	12个月
	ELFR	简便型凝胶套 不带锁孔	12个月
	EZF	小腿用凝胶套	12个月
凝胶套筒	SFX	曲型套筒	3个月
	SFS	织物增强型悬挂套筒	3个月
	SFB	无缝悬挂套筒	3个月
锁	VIP	真空悬挂锁	6个月
	S498-P	锥形悬挂锁	6个月
	S496-W	平底悬挂锁	6个月
	S496-T	带四方盘平底悬挂锁	6个月
皮肤护理	SL108	润肤液	3个月
	PD595	修复清洁剂	3个月
	ATP008	修复止汗剂	3个月
其它	KC	假肢袜套	1个月
	TSK	加热成型仿真皮肤	6个月
	PDS	硅胶垫	6个月
	ENCP	凝胶残肢袜套	3个月
矫形产品	KBHW	带铰链功能型护膝 开式	3个月
	KBHP	带铰链功能型护膝 筒式	3个月
	KBW	功能型护膝 开式	3个月
	KBP	功能型护膝 筒式	3个月
	FIT-HP	透气加强型带铰链功能型护膝 筒式	3个月
	FIT-HW	透气加强型带铰链功能型护膝 开式	3个月
	CFB-HP	透气型带铰链功能型护膝 筒式	3个月
	CFB-HW	透气型带铰链功能型护膝 开式	3个月
	KO-09	膝关节限位矫形器	3个月
	KS-10	三护板膝关节固定器	3个月
	ABS	缠绕稳定型护踝	3个月
	BB04	保健功能型腰带	3个月
	BB06	透气保健腰带	3个月
	BB08	复健功能型腰带	3个月
	WB-10	简易型腕/前臂固定器	3个月
TB-10	腕/指固定器	3个月	




ALPS-让生活更美好!



阿尔卑斯 ALPS Testimonials

阿尔卑斯—让生活更美好
Alps-making Lives Better



 ALPS—让生活更美好! Made in USA

Made in USA ALPS—让生活更美好! 

